

Care +

ORAL

Aftas bucales Spray

Con 0,05% Hialuronato de sodio y extractos naturales

Alivia, protege y calma los tejidos lesionados

También apto para NIÑOS mayores de 4 años.

Sin gluten, lactosa ni fructosa. Contenido 15 ml.

Indicaciones

Care+ Aftas bucales Spray tiene una acción mecánica (efecto barrera) indicada para el tratamiento de los síntomas causados por aftas, estomatitis oral, llagas bucales, irritaciones orales y pequeñas lesiones orales debidas a aparatos de ortodoncia y dentaduras postizas.

Gracias a su mecanismo de acción, alivia el dolor al adherirse a la superficie de la mucosa de la boca, calmando las lesiones orales y reduciendo el dolor y el malestar.

Está especialmente indicado para aquellas aftas y lesiones difíciles de alcanzar.

Care+ Aftas bucales Spray está formulado con ingredientes con un alto poder de formación de películas y altamente mucoadhesivos: crea una película protectora con un efecto barrera (o escudo) de **más de 10 horas de duración**.

Protege de agentes externos, minimizando el riesgo de irritación adicional.

Care+ Aftas bucales Spray se adhiere a las aftas y lesiones limitando el contacto con agentes externos como: estímulos químicos, mecánicos y térmicos.

Gracias a su acción protectora, facilita el proceso fisiológico de curación.

Instrucciones

- Para pequeñas lesiones individuales. Cuando se use el producto por primera vez, retirar el tapón y aplicar el vaporizador. Después de la correcta higiene bucal, dirigir el vaporizador directamente hacia la lesión y aplicar entre 2-4 veces para cubrir la zona afectada creando una película protectora.
- No tocar la lesión con la lengua durante al menos 2 minutos para permitir que se forme la película protectora. El vaporizador permite al producto cubrir la lesión con el máximo de eficacia.
- Usar 3-4 veces al día, o según sea necesario hasta que desaparezcan los síntomas. Para una mejor eficacia del producto, se recomienda no comer ni beber durante al menos 1 hora después de la aplicación.
Después de 30 días de uso, suspender la aplicación durante una semana, como mínimo, antes de volver a empezar el tratamiento.

Ingredientes

Aqua, Glycerin, Hydrogenated starch hydrolysate, Sodium citrate, Polysorbate 80, PVM/MA copolymer, Maltodextrin, Pentylene glycol, Gluconolactone, PEG-40 hydrogenated castor oil, PVP, Sodium hydroxide, Sodium benzoate, **Aloe barbadensis leaf juice**, Glyceryl caprylate/caprato, Polycarbophil, Xanthan gum, **Althaea officinalis root extract**, Sodium hyaluronate, Sucralose, Aroma, Calcium gluconate, Potassium sorbate.

Sin alcohol añadido *ex profeso*.

Precauciones

Cerrar cuidadosamente el tapón después de cada uso. No se conocen efectos secundarios derivados del uso del producto, sin embargo, evite su uso en caso de alergia a cualquier ingrediente. Si los síntomas persisten, o en el caso que empeoren, busque atención médica. Este producto no está indicado para su ingestión, sino para su aplicación de forma tópica en la cavidad oral. En el caso que se ingiera accidentalmente, no se esperan efectos nocivos. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. No usar si el paquete está manipulado o dañado. El producto debe usarse únicamente por un paciente para evitar una contaminación cruzada. Evitar el contacto con los ojos. **Este producto no se ha evaluado durante el embarazo y la lactancia.** Consulte a su médico antes de usar este producto en el caso que usted esté embarazada o en periodo de lactancia. Adecuado para niños a partir de 4 años.

Almacenaje

La fecha de caducidad es válida para el producto intacto almacenado según las instrucciones. Almacenar en el estuche original, en un lugar seco, alejado de la luz y fuentes de calor. No refrigerar el producto. Conservar a temperatura ambiente.

Envase de 15 ml con vaporizador.

¿Dudas? ¿Preguntas?




info@careplus.es
www.careplus.es

Símbolo					
Significado	Fabricante legal de producto sanitario	Símbolo CE del organismo notificado	Consulte las instrucciones para obtener información importante	Fecha de caducidad	Número de lote

Rev 02-2020



Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.,
Frederic Mompou 5,
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona) España

 Biokosmes s.r.l., - socio unico,
Via dei Livelli 1, 23842
Bosisio Parini (LC) ITALY

9303370 2110

